

CONSUMIBLE
RESPIRATORIO


Creamos futuro

Sibelmed[®]

filtro bacteriano/vírico

- Filtro bacteriano/vírico desechable para uso adulto y pediátrico
- 99,99% de eficiencia bacteriana y vírica
- Estable, robusto y económico
- Sellado, evitando ser afectado por factores externos
- Apto para adultos y niños, gracias al diseño ovalado y ergonómico de la boquilla
- Compatible con diversos equipos de diagnóstico de función pulmonar
- Baja resistencia al flujo
- Reduce riesgos de contaminación
- Envasado individualmente
- Reduce costes al no necesitar boquilla adicional

Eficiencia bacteriana	99,99999%
Eficiencia vírica	99,9981%
Resistencia	<0,95 cm H ₂ O/l/s a 14 l/s
Espacio muerto	<45 ml
Método de filtrado	Electrostático y Mecánico
Material membrana	3M TM
Peso	40 gr
Boquilla	Boquilla integrada sin necesidad de boquilla adicional
Superficie de boquilla	Diseño ergonómico adaptado a la boca del paciente



Diseño boquilla ovalado



CERTIFICADOS:
Clase IIa según Directiva 93/42/CEE

boquillas

- Distintas medidas para cualquier espirómetro del mercado

30,5 ext. x 65mm 30 ext. x 60mm **28 ext. x 60mm** 27 ext. x 70mm

26 ext. x 73 mm 22 ext. x 60 mm 21 ext. x 70mm

Se fabrican boquillas a medidas según cantidades (consultar)

CERTIFICADAS:
Clase IIa según Directiva 93/42/CEE




transductor lilly desechable

- Preciso y fiable
- Sin riesgo de contaminación cruzada
- Sin filtros ni boquillas
- Diseño ergonómico
- Para uso adulto y pediátrico
- Económico

Escala de medida	Flujo de 0 a ± 16 l/s. Volumen 0 a 10L
Resistencia dinámica	<1,5 cm H ₂ O a 14 l/s (ATS)
Dimensiones	135x40x30 mm
Peso	20gr. (aprox.)

CERTIFICADOS:
Clase IIa según Directiva 93/42/CEE



pinza

- De uso desechable
- Permite realizar las espirometrías de una forma correcta, evitando que el paciente pierda aire a través de las fosas nasales

CERTIFICADAS:
Clase I según Reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745



papel

- Papel termosensible para espirómetros



Sibelmed®

referencias

FILTRO BACTERIANO/VÍRICO DESECHABLE

	09698	28mm caja 100ud.	DATOSPIR-SIBELMED, MEDIDOR ÓXIDO NÍTRICO EVERNOA
	09699	30mm caja 100ud.	NSPIRE, ZAN, VITALOGRAPH, MIR, COSMED, MICROMEDICAL
	09700	34,5mm caja 100ud.	VIASYS/SENSORMEDICS, JAEGER, MICROMEDICAL

BOQUILLAS DESECHABLES

	01555	28 ext.x60mm	DATOSPIR-SIBELMED
	01554	30 ext.x60mm	DATOSPIR PEAK 10, CLEMENT CLARKE, TAKIO, MICROMEDICAL, CREATIVE BIOTECH, MIR, BOSCH-501, MINI-BELL
	01553	30,5 ext.x60mm	COSMED, VITALOGRAPH, TRENTINA
	01552	27 ext.x70mm	POCH-MILLAS, MINATO, CICATEST, EYMASA
	01557	21 ext.x70mm	DATOSPIR PEDIÁTRICA, POCH-MILLAS PEDIÁTRICA
	01551	26 ext.x73mm	FUKUDA, JAEGER, WELCH-ALLYN
	01558	22 ext.x60mm	COSMED PEDIÁTRICA, CLEMENT CLARKE PED., VITALOGRAPH PEDIÁTRICA, COOXIMETRO MICRO MEDICAL

TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE

	03169	Bolsa 50ud.	TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR 120, DATOSPIR 110, DATOSPIR 600, DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR AIRA
	07046	Mango + Bolsa 25ud.	KIT TRANSDUCTOR LILLY DESECHABLE DATOSPIR TOUCH

PINZA NASAL DESECHABLE

	02692	Bolsa 5ud.	PINZA NASAL PLÁSTICO
--	-------	------------	----------------------

PAPEL TERMOSENSIBLE

	02634	111mmx25m (5 rollos)	DATOSPIR TOUCH, DATOSPIR 92, DATOSPIR 200, DATOSPIR 120 B/C/D, DATOSPIR 110 C, RHINOSPIR 164
	02635	57mmx25m (10 rollos)	DATOSPIR 120 A, DATOSPIR 110 A
	02627	56,5mmx25m (10 rollos)	DATOSPIR 100

consumible otras áreas

- Espéculos Desechables
- Gráficas audiométricas
- Olivas nasales rinomanometría
- Adhesivo nasal rinomanometría



Diagnóstico del sueño

- Sensores de sueño:

Flujo respiratorio , Transductores de presión, Esfuerzo respiratorio, Ronquido, Movimiento extremidades, Pulsioximetría, Electrodo Bandas inductivas.



SIBEL, S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026, BARCELONA (Spain)
Ventas Nacionales: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
International Sales: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Serv. Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11
www.sibelmed.com



Síbel es miembro
de HL7 España



EN ISO9001:2015